



## Стерилизаторы паровые автоматические. Серия ГКа-25.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [apa@nt-rt.ru](mailto:apa@nt-rt.ru)

[www.aurora-pack.nt-rt.ru](http://www.aurora-pack.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



# Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-05)



## Назначение:

Стерилизаторы паровые автоматические с возможностью выбора режимов стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.

Стерилизаторы предназначены для применения в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях.

## Технические характеристики:

Наименование	ГКа-25 ПЗ (-05)
Объем камеры, л	20,4
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более	450х690х400
Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более	246,5х420
Масса, кг, не более	46
Мощность, кВт, не более	2,1
Задаваемые температурные режимы	134°С-5 мин/121°С-20 мин
Время нагрева стерилизатора, мин., не более	30
Максимальное рабочее давление в стерилизационной камеры, мПа	0,22
Непрерывный режим работы, ч, не более	16
Наработка на отказ, циклов	1000

Тип камеры	круглая
Питание, В/Гц	220/50
Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л.	2,75
Сушка	вакуумная сушка с помощью вакуумного насоса
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не требует подключения к водопроводу и канализации;</li> <li>- по отдельному заказу стерилизатор может быть оснащен программой для подключения к устройствам вывода информации.</li> </ul>

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Тип: 	ручной
--	--------

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

## Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-06)



### Назначение:


Стерилизаторы паровые автоматические с возможностью выбора режимов стерилизации предназначены для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.

Стерилизаторы предназначены для применения в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях.

### Технические характеристики:

Наименование	ГКа-25 ПЗ (-06)
Объем камеры, л	20,4
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более	450х715х395
Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более	246,5х420
Масса, кг, не более	46
Мощность, кВт, не более	2,0
Задаваемые температурные режимы	134°C-5 мин/121°C-20 мин
Время нагрева стерилизатора, мин., не более	30
Максимальное рабочее давление в стерилизационной камере, мПа	0,22
Непрерывный режим работы, ч, не более	16
Наработка на отказ, циклов	1000
Тип камеры	круглая
Питание, В/Гц	220/50
Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л.	2,75
Сушка	вакуумная сушка с помощью конденсатора
Особенности	- требует подключения к водопроводу и канализации; - по отдельному заказу стерилизатор может быть оснащен программой для подключения к устройствам вывода информации.

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Тип: 	ручной
--	--------

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

## Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ (-07)



### Назначение:

Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением медицинских инструментов, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Стерилизатор, в соответствии с классификацией по ГОСТ Р ЕН 13060, соответствует классу S и обеспечивает стерилизацию неупакованных твердых полнотелых и полых предметов типа В. Стерилизаторы предназначены для применения в стоматологических и гинекологических кабинетах, офтальмологических операционных, лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, косметологических и парикмахерских салонах.

Стерилизатор ГКа-25 ПЗ (-07) предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением медицинских инструментов, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

### Технические характеристики:

Наименование	ГКа-25 ПЗ (-07)
Объем камеры, л	20,4
Габаритные размеры, мм (ШхГхВ), не более	450х640х400
Внутренние размеры, мм (Диам./Г), не более	246х450
Масса, кг, не более	40
Мощность, кВт, не более	2,0
Задаваемые температурные режимы	134°C-5 мин/121°C-20 мин
Время нагрева стерилизатора, мин., не более	30
Максимальное рабочее давление в стерилизационной камеры, мПа	0,22
Непрерывный режим работы, ч, не более	16
Тип камеры	круглая
Наработка на отказ, циклов	1000
Питание, В/Гц	220/50
Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л.	2,75
Сушка	термодинамическая сушка (естественным путем)

Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не требует подключения к водопроводу и канализации</li> <li>- по отдельному заказу стерилизатор может быть оснащен программой для подключения к устройствам вывода информации.</li> </ul>
-------------	--

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

**Тип:** 

ручной

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [apa@nt-rt.ru](mailto:apa@nt-rt.ru) [www.aurora-pack.nt-rt.ru](http://www.aurora-pack.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

